

Ridefinite i limiti

Il nuovo C-MAC® Video Stylet





Documentazione tramite innovativo BlueButton e codice colore individuale



Leva con meccanismo di angolazione e ritorno passivo



Monitor C-MAC®

- TFT da 7", angolo Wide-View (160°) con qualità di immagine migliorata
- Sistema aperto per tutti i componenti C-MAC® (compatibilità in avanti e retrocompatibilità)
- Permette la rapida commutazione da un'immagine video all'altra
- Uscita HDMI per connessione di un monitor esterno
- Riproduzione di immagini e video su monitor C-MAC® e monitor esterni
- Utilizzabile anche durante il caricamento



C-MAC® POCKET MONITOR


- Display OTI® (Open To Intubate) da 3,5" con angolo Wide-View (160°)
- Elevato contrasto delle immagini anche in pieno giorno
- Il nuovo cavo di connessione C-MAC® PM consente di combinare una visualizzazione ottimale con il raccordo di un video-laringoscopio C-MAC®
- Documentazione in tempo reale a garanzia della qualità
- Sempre pronto all'uso grazie a batteria riutilizzabile e ricaricabile
- Completamente impermeabile (IPX8)
- Sistema di interfaccia universale C-MAC®, adattato al Vostra gestione delle vie aeree

Il nuovo C-MAC® VS (Video Stylet)

La categoria Premium per la Vostra gestione delle vie aeree

Il nuovo C-MAC® VS è un tipo di video-endoscopio completamente nuovo. Grazie al suo stelo e alla punta angolabile riunisce in un solo strumento i vantaggi degli endoscopi d'intubazione rigidi e flessibili. È stato concepito secondo un principio simile a quello degli endoscopi d'intubazione retromolare e si dimostra perciò particolarmente efficace nella gestione delle vie aeree inaspettatamente difficili.

C-MAC® Video Stylet offre immagini straordinarie grazie ad un chip ad alta risoluzione, posizionato all'estremità distale. L'endoscopio è stato sviluppato appositamente per la gestione delle vie aeree difficili sia in pazienti che presentino un'immobilizzazione del rachide cervicale, sottoposti a procedimenti che richiedono spazio nella cavità orale o in presenza di trisma. Per la sua specificità il C-MAC® VS può essere impiegato efficacemente nel pronto soccorso e nell'intubazioni.



A partire da tubo di 6,0 mm

Angolazione fino a 60°
con ETT inserito

Nuovo standard nella
qualità dell'immagine
grazie a 70 anni di
esperienza

Si consiglia di verificare l'adeguatezza dei prodotti alle procedure programmate prima dell'uso.

The logo features the number '75' in a large, bold, blue sans-serif font. The '5' has a white circle in the center, resembling an endoscopic lens. Below the '75', the word 'Years' is written in a blue, cursive script font.

*Shaping the Future
of Endoscopy with you*

STORZ
KARL STORZ—ENDOSKOPE

THE DIAMOND STANDARD

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germania
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Germania
Telefona: +49 7461 708-0
Telefax: +49 7461 708-105
E-Mail: info@karlstorz.com
www.karlstorz.com