

Endoscopi sottili

Pronti per tutte le applicazioni



STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

Lo specialista per il tratto digestivo superiore

Con questo strumento siete preparati per tutte le situazioni

Il gastroscopio Medium permette nuove applicazioni operative, consentendo nel contempo di utilizzare la gamma completa di strumenti endoscopici grazie al suo canale operativo standard.

La camicia sottile del gastroscopio Medium, insieme alla sua angolazione ottimizzata e la sua struttura robusta, renderanno quest'endoscopio la Vostra prima scelta operativa.



Si consiglia di verificare l'adeguatezza dei prodotti alle procedure programmate prima dell'uso.

- Immagine brillante
- Tasti programmabili con 6 funzioni
- Software integrato per la verifica dei tempi d'impiego
- Impugnatura ergonomica in metallo leggero
- Compatibilità con sistemi di vecchia e nuova generazione
- Qualità standard di visualizzazione con sistema IMAGE1 S™ FULL HD e con Tecnologie S
- Illuminazione LED disponibile
- Possibile insufflazione di CO₂



- Eccellente deflessione

- Maneggio ottimale



Il Vostro partner per il tratto digestivo inferiore


A Voi la scelta

Il colonscopio Slim, disponibile in tre lunghezze, è uno strumento adatto anche per gli interventi chirurgici più difficili. La sua camicia sottile più flessibile consente di manovrare lo strumento in modo eccellente mai visto sinora.

Questo colonscopio si può introdurre in modo preciso in spazi ristretti grazie alla sua angolazione straordinaria ed al piccolo raggio di curvatura. Oltre ad un canale operativo standard, questo strumento ha un canale water-jet che può essere pulito completamente con spazzola.



- Immagine brillante
- Tasti programmabili con 6 funzioni
- Software integrato per la verifica dei tempi d'impiego
- Impugnatura ergonomica in metallo leggero
- Qualità standard di visualizzazione con sistema IMAGE1 S™ FULL HD e con Tecnologie S
- Illuminazione LED disponibile
- Pulizia completa del canale water-jet tramite spazzola
- Possibile insufflazione di CO₂



- Canale operativo a grande lume
- Sistema ottico grandangolare di grande luminosità
- Canale water-jet

CO₂mibi® LED: la sorgente luminosa innovativa

Due tecnologie all'avanguardia



- L'attuale tecnologia LED supera di molto tutte le prestazioni delle sorgenti luminose in uso. Il lungo tempo di funzionamento (in media 30.000 ore), l'intensità luminosa costante durante tutta la durata e la temperatura del colore completano in modo ottimale il sistema KARL STORZ IMAGE1 S™: Immagini video di elevata qualità e resa cromatica naturale.
- Con comando automatico dell'intensità luminosa a seconda della posizione dell'endoscopio sulla mucosa.
- L'insufflazione integrata di CO₂ è disponibile in tre diverse modalità: aria 100%, CO₂ 100% e modalità di risparmio unico della scorta di CO₂. Il comando è user-friendly e si può adeguare alle preferenze e alle esigenze operative tramite un'interfaccia touch screen.
- L'unità ha la classe di protezione I, tipo CF: questo significa che operare con le unità KARL STORZ garantisce la sicurezza per i pazienti e per l'operatore. 



IMAGE1 S™: la piattaforma leader per imaging

La modularità è la chiave per un moderno setup in sala operatoria

- Compatibilità con la serie completa dei video-endoscopi SILVER SCOPE® di KARL STORZ.
- Documentazione fotografica e video in qualità HD tramite pulsante. Si possono memorizzare le immagini ed i video tramite chiave USB premendo il tasto di comando posizionato sull'impugnatura dell'endoscopio oppure trasmetterli nel sistema di documentazione.
- La piattaforma modulare è molto all'avanguardia e pronta per ogni setup diagnostico e chirurgico.
- Nel campo dell'amplificazione dell'immagine e dell'aumento del contrasto KARL STORZ offre con le Tecnologie S un'innovativa modalità di visualizzazione nell'imaging endoscopico.
- Classe di protezione I, protezione anti-defibrillazione, pronto per tutte le applicazioni possibili di tipo CF. 





...l'evoluzione continua

STORZ
KARL STORZ—ENDOSKOPE

THE DIAMOND STANDARD

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germania
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Germania
Telefono: +49 (0)7461 708-0
Telefax: +49 (0)7461 708-105
E-Mail: info@karlstorz.com
www.karlstorz.com