


# FEES – Valutazione della deglutizione

Soluzioni KARL STORZ



## Video-rinolaringoscopio CMOS con monitor C-MAC®

La combinazione con il monitor universale leggero e portatile trasforma il video-rinolaringoscopio CMOS in una soluzione semplice, rapida e pronta all'uso per l'esame endoscopico flessibile della deglutizione (FEES, Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing). Indipendentemente dal tipo di utilizzo – servizio di consulenza o case di cura – questa soluzione “all-in-one” consente il massimo grado di flessibilità e mobilità.

### Caratteristiche particolari del video-rinolaringoscopio CMOS con monitor C-MAC®:

- Campo visivo ottimale per un'eccellente visualizzazione delle patologie
- Ampio angolo di visione, gestione precisa e ampia angolazione dell'estremità distale del video-rinolaringoscopio CMOS
- Fonte di luce a LED integrata per la migliore illuminazione possibile
- Registrazione di immagini e sequenze video con successiva riproduzione sul monitor
- Funzione di fermo immagine per un'osservazione precisa delle patologie



## Video-rinolaringoscopio CCD con TELE PACK X LED

Un dispositivo potente come TELE PACK X LED riunisce tutto ciò che occorre per l'imaging durante un esame ENDOSCOPICO: monitor, telecamera e fonte di luce a LED. Grazie alla gestione integrata dei dati, il sistema consente inoltre di produrre una documentazione completa. L'elevata efficienza della luce LED garantisce un'eccellente illuminazione fissa e una luce ottimale per le stroboscopie. In associazione con il video-rinolaringoscopio CCD, TELE PACK X LED forma un'unità mobile particolarmente idonea per l'impiego negli studi medici privati nonché per gli esami in ambulatorio e al letto del paziente.

### Caratteristiche particolari del video-rinolaringoscopio CCD con TELE PACK X LED:

- Ampio angolo di visione ed elevata mobilità dell'estremità distale
- Straordinaria qualità ottica ai massimi livelli
- Adatto anche ad applicazioni stroboscopiche, in associazione al kit per stroboscopia
- Registrazione video con audio tramite ingresso per microfono
- Possibilità di registrare immagini e video e di riprodurli sul monitor
- Inserimento dei dati del paziente e generazione di referti, con possibilità di trasferimento alla gestione dei dati dei pazienti tramite supporto USB o scheda SD
- Menu chiari e strutturati mediante icone con tasti freccia per una gestione intuitiva



## Colonna video

La colonna video KARL STORZ rappresenta la soluzione di fascia alta per la diagnosi della disfagia e per altri esami endoscopici in otorinolaringoiatria. Insieme alla piattaforma per telecamera IMAGE1 S offre al medico strumenti di visualizzazione innovativi, che permettono un'illuminazione omogenea e un'esaltazione del contrasto mediante variazioni cromatiche. Mobilità e flessibilità nell'impiego quotidiano sono garantite dal carrello COR, adattabile alle esigenze individuali.

### Caratteristiche particolari della colonna video:

- Soluzione di fascia alta che offre mobilità e flessibilità complete grazie al concetto modulare del carrello COR
- In associazione con la nuova piattaforma per telecamera IMAGE1 S, la colonna video consente di eseguire numerosi esami diagnostici otorinolaringoiatrici
- Possibilità di collegare endoscopi rigidi o flessibili



“L'apparecchiatura per la diagnosi FEES Diagnostik di KARL STORZ è stata per me un'autentica scoperta. Sia il video-rino-laringoscopio CMOS con il monitor compatto C-MAC® che il video-rino-laringoscopio CCD con il TELE PACK X LED offrono le soluzioni più economiche per le sfide di un moderno servizio FEES. Queste soluzioni sono adatte sia in terapia intensiva o in stroke unit per la diagnosi di complesse disfagie neurogene che nella riabilitazione neurologica precoce o durante le visite.

L'apparecchiatura offre un'eccellente qualità d'immagine, è ergonomica, trasportabile grazie al peso ridotto e facile da maneggiare e da pulire.

Lo schermo portatile e il diametro dell'endoscopio contribuiscono a garantire la sicurezza dei pazienti e permettono all'operatore di beneficiare senza restrizione alcuna dei vantaggi descritti sopra.”

**Rizwana Zaman, BSc,**  
Speech & Language Therapist (SLT)  
Trainer FEES (DGN)



Si consiglia di verificare l'adeguatezza dei prodotti alle procedure programmate prima dell'uso.



...l'evoluzione continua

**STORZ**  
**KARL STORZ—ENDOSKOPE**

*THE DIAMOND STANDARD*

KARL STORZ SE & Co. KG  
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germania  
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Germania  
Telefono: +49 (0)7461 708-0  
Telefax: +49 (0)7461 708-105  
E-Mail: [info@karlstorz.com](mailto:info@karlstorz.com)  
[www.karlstorz.com](http://www.karlstorz.com)



[www.health-made-in-germany.com](http://www.health-made-in-germany.com)