

Il nuovo set base per visite ORL  
sec. BEHRBOHM/LEITHÄUSER



## Il nuovo set base per visite ORL sec. BEHRBOHM/LEITHÄUSER

Tutto in un'unica custodia...

Abbiamo sviluppato per voi un set adatto all'utilizzo quotidiano che convince per semplicità, chiarezza d'uso, efficienza, comodità di trasporto e precisione. Concepito soprattutto per la diagnosi fondamentale delle patologie riguardanti orecchio, naso e gola, il set base per visite ORL offre la possibilità di portare alla cintura un set di strumenti completo che consente di visitare il paziente senza difficoltà.

Il lungo lavoro di raggruppare i singoli strumenti per la visita appartiene al passato!

E, soprattutto, gli strumenti di elevata qualità contenuti nel set permettono una diagnosi precisa di orecchio, naso e gola.



### Campi di applicazione:

- Esami e prove funzionali ORL fondamentali
- Trattamenti clinici e consulti medici nell'attività dell'otorinolaringoiatra
- Prevenzione sanitaria e check-up
- Pediatria, medicina generale, oro-maxillo-facciale
- Attività ambulatoriale


## Campo di applicazione Gola

Esame clinico sistematico di tutte le regioni della bocca e dell'orofaringe



## Campo di applicazione Naso

L'endoscopia nasale è l'unica tecnica d'esame moderna adeguata per l'acquisizione di reperti medici nel naso.





## Campo di applicazione Orecchio

Otoscopia clinica: Metodo tradizionale ed otoscopia.



Ricerca del nistagmo spontaneo e del nistagmo provocato per un primo esame di base in presenza del sintomo guida vertigini.



Grazie alle prove di Rinne e Weber con il diapason si può, come sempre, distinguere immediatamente tra ipoacusia trasmissiva ed ipoacusia neurosensoriale.

## Set base per visite ORL




### 826201 **Set base per visite ORL** composto da:

- 826200 **Custodia in pelle per set visite ORL**, con vano principale a scomparti e 2 vani laterali staccabili
- 138700 **Occhiali da nistagmo**, versione piccola senza luce
- 826210 **Penna LED**, autonomia ca. 50 ore di funzionamento continuato con 2 microbatterie tipo AAA (incluse)
- 126100 **Diapason, A1-440**, con base d'appoggio, modello piccolo
- 740116 **Spatola abbassalingua**, legno, larghezza 19 mm, lunghezza 16 cm, confezione da 100 pezzi

### Accessorio opzionale

- 1216 AA **Sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 0°**, per oto-nasofaringoscopia, Ø 4 mm, lunghezza 11 cm, **autoclavabile**, con cavo a fibre ottiche incorporato, colore distintivo: verde
- 11301 D4 **Fonte di luce LED a batteria per endoscopi**, con filettatura rapida, tecnologia LED, >50.000 Lux, collegabile a tutti gli endoscopi KARL STORZ, durata >120 min, con 2 batterie per macchine fotografiche 121306 P, adatta alla disinfezione per strofinamento
- 121300 **Otoscopio sec. HEINE**  
composto da:
  - 121310 **Testina otoscopio con cavo a fibre ottiche incorporato**
  - 121302 **Speculum auricolare, 2,5 mm**
  - 121303 **Speculum auricolare, 3,0 mm**
  - 121304 **Speculum auricolare, 4,0 mm**
  - 121305 **Speculum auricolare, 5,0 mm**
  - 63 **Lampadina di ricambio, 2,5 V**
  - 121311 **Impugnatura**
  - 121306 **Batterie 1,5 Volt tipo R 14 S (2 in dotazione)**

# Nota





[WWW.KARLSTORZ.COM](http://WWW.KARLSTORZ.COM)

ENDO WORLD®

KaRL StORz GmbH & Co. KG  
Mittelstraße 8, 78532 tuttlingen, Germany  
Postfach 230, 78503 tuttlingen, Germany  
telefon: +49 7461/708-0  
telefax: +49 7461/708-105  
E-Mail: [info@karlstorz.de](mailto:info@karlstorz.de)  
[www.karlstorz.com](http://www.karlstorz.com)

KaRL StORz Endoscopia Italia S. r. l.  
Via dell'artigianato, 3  
I-37135 Verona, Italia  
telefono: +39/045/822 2000  
telefax: +39/045/822 2001  
E-Mail: [info@karlstorz.it](mailto:info@karlstorz.it)

**STORZ**  
KARL STORZ—ENDOSKOPE  
THE DIAMOND STANDARD